

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nádoby na vzorky > Nádobka na odběr vzorků, sterilní, PP

Nádobka na odběr vzorků, sterilní, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 40, 60, 125 a 180 ml
- materiál: průhledný nebo modrý PP (nádobka), červený nebo modrý PE (uzávěr)
- sterilní (sterilizováno γ -zářením)
- šroubový uzávěr
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** nádobky se dodávají s našroubovaným uzávěrem v hromadném balení



Sterilní nádobky z čírého polypropylenu, červený uzávěr, hromadné balení

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 000 029 011	60	33	70	Čirý PP, červený uzávěr	700	Skladem, do 1 týdne	2 375 Kč
333 000 052 001	125	52	74	Čirý PP, červený uzávěr	380	Delší termín	2 877 Kč
333 000 033 009	180	52	102	Čirý PP, červený uzávěr	264	3-4 týdny	2 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sterilní nádobky z modrého polypropylenu, modrý uzávěr, bílý štítek na popis, hromadné balení

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 039 030 021	40	30	70	Modrý PP, bílý štítek na popis	100	Delší termín	377 Kč
333 000 033 004	180	52	102	Modrý PP, bílý štítek na popis	264	3-4 týdny	2 388 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.