

Nádobka na vzorky, PFA

Materiál: PFA A 121 °C

- objem: 30, 60, 90 a 180 ml
- materiál: PFA
- šroubový uzávěr se závitem GL
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem, formalínem nebo suchým teplem při 160 °C
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 672	30	38	54	40	Delší termín	1 404 Kč
331 850 191 673	60	38	90	40	Delší termín	1 689 Kč
331 850 191 674	90	54	62	56	Delší termín	1 856 Kč
331 850 191 675	180	54	112	56	Delší termín	2 142 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.