

Nádobka na vzorky, PP

Materiál: PP A 121 °C

- celkový objem: 50 ml (optimální naplnění 30 ml)
- materiál: PP
- nepropustný uzávěr
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávovatelná při 121 °C po dobu 20 minut
- vhodná pro odběr, skladování a transport vzorku
- vhodná na sputum



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr včetně víčka [mm]	Výška včetně víčka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 597	30 – 50	57	34,1	Skladem	4 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.