

Nádobka na vzorky s odklápěcím uzávěrem, PP

Materiál: PP

- objem: 50, 90 nebo 300 ml
- materiál: přírodní nebo modrý PP
- odklápěcí uzávěr na kloubu v úhlu 90°
- matná ploška na popis
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávovatelná při 121 °C
- vhodná pro mlékařenský průmysl



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
333 000 039 001	50	31	78	Přírodní	Skladem, do 1 týdne	5 Kč
333 000 039 003	90	43	80	Přírodní	Skladem, do 1 týdne	6 Kč
333 000 039 004	90	43	80	Modrá	Skladem, do 1 týdne	6 Kč
333 000 039 006	300	75	88	Přírodní	Skladem, do 1 týdne	14 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.