

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nádoby na vzorky > Nádobka na vzorky se zaklapávacím víčkem, LDPE

Nádobka na vzorky se zaklapávacím víčkem, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 1, 2,5, 5, 7, 8, 20, 25 a 35 ml
- materiál: průhledný LDPE
- zaklapávací víčko na kloubu (dobře těsní)
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- vhodná i pro styk s potravinami dle nařízení (EU) č. 10/2011



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 707 081 730	1	8	32	1-2 týdny	4,20 Kč
331 707 080 731	2,5	14	31,5	Skladem, do 1 týdne	4,20 Kč
331 707 080 737	5	15	49	4-6 týdnů	6,10 Kč
331 707 080 733	7	22,8	32,9	1-2 týdny	7,80 Kč
331 707 080 732	8	17,2	57,6	4-6 týdnů	6,50 Kč
331 707 080 734	20	24,8	74,5	1-2 týdny	6,90 Kč
331 707 080 736	25	31,3	52,5	1-2 týdny	11,40 Kč
331 707 080 735	35	31	74,5	1-2 týdny	12,20 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.