

Nádobka scintilační, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 20 ml
- materiál: HDPE
- šroubový uzávěr se závitem GL (22,5 mm)
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- vhodná pro scintilační přístroje



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr nádoby [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 739 339	20	17,5	26,5	57,5	20 ks	10 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.