

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nádoby na vzorky > Nádobka širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Nádobka širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP

- objem: 30, 60, 90 a 180 ml
- materiál: čirý PP
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- vhodná i pro styk s potravinami dle nařízení (EU) č. 10/2011
- **informace k dodávce:** nádobky se objednávají v balení po 10 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 650 130 294	30	38	54	40	10	4-6 týdnů	1 214 Kč
130 650 130 394	60	38	90	40	10	4-6 týdnů	1 536 Kč
130 650 130 494	90	54	62	56	10	4-6 týdnů	1 893 Kč
130 650 130 594	180	54	112	56	10	4-6 týdnů	2 260 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.