

Nádobka skladovací, širokohrdlá, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 70, 120, 250, 500, 750, 1000, 1500 a 2000 ml
- materiál: HDPE
- široké hrdlo pro snadné plnění
- mezivíčko (dobře těsní)
- vhodná pro krémy, krystaly, prášky i granuláty
- **informace k dodávce:** nádobky jsou dodávány včetně mezivíčka a černého šroubovacího uzávěru



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují plastové [násyvky](#), různé typy [lopatek](#), [popisovací štítky](#) a [popisovače](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 007 320	70	50	36	60	Skladem, do 1 týdne	18 Kč
130 740 007 321	120	57	36	70	1-2 týdny	19 Kč
130 740 007 322	250	67	50	90	1-2 týdny	21 Kč
130 740 007 323	500	91	70	103	Skladem, do 1 týdne	28 Kč
130 740 007 325	750	96	70	120	1-2 týdny	35 Kč
130 740 007 324	1000	110	86	127	1-2 týdny	41 Kč
130 740 007 330	1500	110	86	180	1-2 týdny	48 Kč
130 740 007 326	2000	125	86	185	1-2 týdny	53 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.