

## NÁDOBY ODBĚROVÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Nádoby odběrové

### Odběrová nádobka DispoDipper

Naběračky DispoDipper jsou ideální pro odběr sypkých, kapalných a lehce viskózních vzorků ze sudů, kanystrů a podobných nádob. Jsou vyráběny z jednoho kusu, tj. rukojeť, nádobka a víčko jsou spojené. Víčko se před odběrem vzorku odlomí od rukojeti.

Po odběru vzorku lze i rukojeť oddělit od nádoby, což usnadňuje přepravu vzorku.



- objem: 50, 100 nebo 250 ml (všechny objemy s graduací)
- provedení: nesterilní nebo sterilní (sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- materiál: modrý průsvitný PP
- max. hloubka ponoru: 270 mm
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- **informace k dodávce:** odběrové nádoby se objednávají v balení po 20 ks (jednotlivě balené)

Technické údaje			
Objem	50 ml	100 ml	250 ml
Průměr	40 mm	53 mm	72 mm
Výška včetně víčka	98 mm	98 mm	116 mm
Celková délka	417 mm	415 mm	429 mm
Minimální průměr otvoru nádoby pro odběr vzorku	52 mm	65 mm	85 mm

#### Odběrové nádoby DispoDipper, nesterilní

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 937 000	Odběrové nádoby DispoDipper	50	Nesterilní	20	2-3 týdny	660 Kč
399 153 937 010	Odběrové nádoby DispoDipper	100	Nesterilní	20	2-3 týdny	951 Kč
399 153 937 020	Odběrové nádoby DispoDipper	250	Nesterilní	20	2-3 týdny	1 078 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Odběrové nádoby DispoDipper, sterilní

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 937 001	Odběrové nádoby DispoDipper	50	Sterilní	20	2-3 týdny	853 Kč
399 153 937 011	Odběrové nádoby DispoDipper	100	Sterilní	20	2-3 týdny	1 211 Kč
399 153 937 021	Odběrové nádoby DispoDipper	250	Sterilní	20	2-3 týdny	1 374 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Video k produktu

▶ Odběrové nádoby DispoDipper, Bürkle

## Nádoba odběrová pro průmysl a vodárenství

Odběrové nádoby jsou ideální pro získávání vzorků z hůře dostupných míst (nádrží, rybníků, šachet, čističek atd.). V kombinaci s teleskopickou tyčí lze vzorkování provést až z hloubky 6 metrů. [Teleskopická tyč](#) není součástí dodávky (objednává se samostatně).

- **kádinka s kloubem** (umožňuje variabilní nastavení úhlu kádinky až do 90°), dostupná ve 3 velikostech (objem 600, 1000 nebo 2000 ml)
- **kádinka výkyvná** se vždy automaticky nastaví do vodorovné polohy; je vhodná pro vzorkování vody z úzkých šachet; dostupná v plastovém provedení ve 3 velikostech (objem 600, 1000 nebo 2000 ml) nebo v nerezovém provedení (objem 1000 ml)
- **pohárek** z nerezové oceli je ideální pro vzorkování prášků, granulí, past nebo bláta
- **držák na láhev** je vhodný pro všechny plastové, skleněné a nerezové láhve do průměru 88 mm a objemu 750 ml; láhve se upínají univerzálním rychloupínacím páskem; úhel je plynule nastavitelný až do 90°



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 707 153 094	Kádinka s kloubem, PP, objem 600 ml	1-2 týdny	1 358 Kč
331 707 153 194	Kádinka s kloubem, PP, objem 1000 ml	Skladem, do 1 týdne	1 385 Kč
331 707 153 294	Kádinka s kloubem, PP, objem 2000 ml	4-6 týdnů	1 524 Kč
331 707 153 084	Kádinka výkyvná, PP, objem 600 ml	1-2 týdny	1 268 Kč
331 707 153 184	Kádinka výkyvná, PP, objem 1000 ml	4-6 týdnů	1 330 Kč
331 707 153 284	Kádinka výkyvná, PP, objem 2000 ml	1-2 týdny	1 446 Kč
399 156 221 200	Kádinka výkyvná, nerez ocel, objem 1000 ml	1-2 týdny	5 008 Kč
399 156 221 000	Pohárek, nerez ocel, objem 1000 ml	1-2 týdny	4 589 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 707 153 174	Držák na láhev do Ø 88 mm a objemu 750 ml	2-3 týdny	1 584 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Telescopic-rod-EN.pdf

## Tyč teleskopická pro odběrové nádoby

K teleskopické tyči je možné připojit několik typů různých **nádob** (kádinky, pohárky nebo láhve). Tento vzorkovací systém je potom vhodný pro získávání vzorků z hůře dostupných míst (nádrží, rybníků, šachet, čističek atd.). K dispozici jsou různé modely tyčí, které se liší v nastavitelné délce.



- jednotlivé tyče jsou opatřené koncovým dorazem (zabraňuje vyklouznutí tyče)
- s nejdelším modelem tyče můžete odebrat vzorky až z hloubky 6 metrů
- velmi skladná je varianta, která má v základním stavu délku jen 95 cm a kterou můžete prodloužit až na 280 cm

Obj. číslo	Délka plynule nastavitelná od ... do [cm]	Počet tyčí	Dostupnost	Cena / ks
331 707 153 499	65 ... 120	2	1-2 týdny	736 Kč
331 707 355 120	70 ... 180	4	1-2 týdny	1 248 Kč
399 156 300 280	95 ... 280	4	1-2 týdny	1 473 Kč
331 707 153 599	125 ... 250	2	1-2 týdny	943 Kč
331 707 153 699	115 ... 300	3	Skladem, do 1 týdne	1 473 Kč
399 156 300 450	165 ... 450	3	1-2 týdny	2 054 Kč
399 156 300 600	175 ... 600	4	1-2 týdny	2 520 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Telescopic-rod-EN.pdf