

NÁDOBY ODBĚROVÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Nádoby odběrové

Nádoba odběrová pro průmysl a vodárenství

Odběrové nádoby jsou ideální pro získávání vzorků z hůře dostupných míst (nádrží, rybníků, šachet, čističek atd.). V kombinaci s teleskopickou tyčí lze vzorkování provést až z hloubky 6 metrů. [Teleskopická tyč](#) není součástí dodávky (objednává se samostatně).

- **kádinka s kloubem** (umožňuje variabilní nastavení úhlu kádinky až do 90°), dostupná ve 3 velikostech (objem 600, 1000 nebo 2000 ml)
- **kádinka výkyvná** se vždy automaticky nastaví do vodorovné polohy; je vhodná pro vzorkování vody z úzkých šachet; dostupná v plastovém provedení ve 3 velikostech (objem 600, 1000 nebo 2000 ml) nebo v nerezovém provedení (objem 1000 ml)
- **pohárek** z nerezové oceli je ideální pro vzorkování prášků, granulí, past nebo bláta
- **držák na láhev** je vhodný pro všechny plastové, skleněné a nerezové láhve do průměru 88 mm a objemu 750 ml; láhve se upínají univerzálním rychloupínacím páskem; úhel je plynule nastavitelný až do 90°



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 707 153 094	Kádinka s kloubem, PP, objem 600 ml	1-2 týdny	1 334 Kč
331 707 153 194	Kádinka s kloubem, PP, objem 1000 ml	Skladem	1 360 Kč
331 707 153 294	Kádinka s kloubem, PP, objem 2000 ml	4-6 týdnů	1 496 Kč
331 707 153 084	Kádinka výkyvná, PP, objem 600 ml	1-2 týdny	1 245 Kč
331 707 153 184	Kádinka výkyvná, PP, objem 1000 ml	4-6 týdnů	1 306 Kč
331 707 153 284	Kádinka výkyvná, PP, objem 2000 ml	1-2 týdny	1 421 Kč
399 156 221 200	Kádinka výkyvná, nerez ocel, objem 1000 ml	1-2 týdny	4 919 Kč
399 156 221 000	Pohárek, nerez ocel, objem 1000 ml	1-2 týdny	4 508 Kč
331 707 153 174	Držák na láhev do Ø 88 mm a objemu 750 ml	2-3 týdny	1 556 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-Telescopic-rod-EN.pdf

Tyč teleskopická pro odběrové nádoby

K teleskopické tyči je možné připojit několik typů různých **nádob** (kádinky, pohárky nebo láhve). Tento vzorkovací systém je potom vhodný pro získávání vzorků z hůře dostupných míst (nádrží, rybníků, šachet, čističek atd.). K dispozici jsou různé modely tyčí, které se liší v nastavitelné délce.



- jednotlivé tyče jsou opatřené koncovým dorazem (zabraňuje vyklouznutí tyče)
- s nejdelším modelem tyče můžete odebrat vzorky až z hloubky 6 metrů
- velmi skladná je varianta, která má v základním stavu délku jen 95 cm a kterou můžete prodloužit až na 280 cm

Obj. číslo	Délka plynule nastavitelná od ... do [cm]	Počet tyčí	Dostupnost	Cena / ks
331 707 153 499	65 ... 120	2	1-2 týdny	724 Kč
331 707 355 120	70 ... 180	4	1-2 týdny	1 225 Kč
399 156 300 280	95 ... 280	4	1-2 týdny	1 446 Kč
331 707 153 599	125 ... 250	2	1-2 týdny	926 Kč
331 707 153 699	115 ... 300	3	Skladem	1 446 Kč
399 156 300 450	165 ... 450	3	1-2 týdny	2 018 Kč
399 156 300 600	175 ... 600	4	1-2 týdny	2 475 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Telescopic-rod-EN.pdf