

Nálevka analytická pro rychlou filtraci, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- průměr: 55, 75 a 100 mm
- dlouhý stonek
- borosilikátové sklo 3.3 (vysoká chemická i tepelná odolnost)
- dle ČSN 70 4080, ISO 4798

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [filtrační papíry](#), [kádinky](#), [odměrné válce](#), [reagenční láhve](#) a [držáky](#) pro upevnění nálevky na stojan.



Obj. číslo	Průměr [mm]	Průměr stonku [mm]	Délka stonku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 421 052 055	55	8	150	1-2 týdny	299 Kč
632 421 052 075	75	8	150	1-2 týdny	334 Kč
632 421 052 100	100	8	150	1-2 týdny	388 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.