

Nálevka Büchnerova, porcelánová

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé objemy
- průměr oka: 1 mm (do objemu 120 ml) nebo 2 mm
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



i Porcelánovou Büchnerovu nálevku o průměru 29 nebo 42 mm Vám rádi nabídneme na základě poptávky. V naší nabídce najdete i [plastové Büchnerovy nálevky](#) o objemu 40, 70, 180, 285, 390, 810, 2100 nebo 6000 ml.

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [filtrační papíry](#) pro kvantitativní analýzu, [odsávací láhve](#), [těsnění GUKO](#), [plastové vodní vývěvy](#), [promývačky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	Pro filtrační papír [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 332 237 101	35	48	38	24	43	Ø 45	3-4 týdny	270 Kč
641 332 237 201	70	62	45	30	64	Ø 55	Skladem, do 1 týdne	317 Kč
641 332 237 301	120	77	58	35	64	Ø 70	Skladem, do 1 týdne	376 Kč
641 332 237 401	240	97	70	40	71	Ø 90	Skladem, do 1 týdne	538 Kč
641 332 237 501	400	116	95	49	83	Ø 110	3-4 týdny	671 Kč
641 332 237 601	600	130	110	52	85	Ø 125	3-4 týdny	857 Kč
641 332 237 701	1000	156	130	59	96	Ø 150	3-4 týdny	1 129 Kč
641 332 237 801	2000	192	160	74	117	Ø 185	3-4 týdny	1 570 Kč
641 332 237 901	4000	248	220	90	117	Ø 240	3-4 týdny	4 026 Kč
641 332 237 921	7000	296	260	105	130	Ø 270	3-4 týdny	9 742 Kč
641 332 237 991	10000	334	320	120	133	Ø 320	3-4 týdny	12 186 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.