

## Nálevka Büchnerova, PP, Objem [ml]: 2100, Pro filtrační papír [mm]: Ø 160

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 40, 70, 180, 285, 390, 810, 2100 nebo 6000 ml
- materiál: bílý PP
- dvoudílná konstrukce (snadné čištění)
- vhodná pro filtraci za sníženého tlaku
- autoklávatelná do 121 °C



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [filtrační papíry](#) pro kvantitativní analýzu, [odsávací láhve](#), [těsnění GUKO](#), plastové [vodní vývěvy](#), [promývačky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr oka [mm]	Délka stonku [mm]	Pro filtrační papír [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 437	40	1,2	47	Ø 42,5	4-6 týdnů	166 Kč
331 850 019 438	70	1,1	57	Ø 55	Delší termín	187 Kč
331 850 019 439	180	2	57	Ø 70	4-6 týdnů	191 Kč
331 850 019 440	285	2	65	Ø 80	4-6 týdnů	238 Kč
331 850 019 441	390	2,5	68	Ø 90	4-6 týdnů	326 Kč
331 850 019 442	810	2,5	92	Ø 110	3-4 týdny	441 Kč
331 850 019 443	2100	2,75	105	Ø 160	3-4 týdny	763 Kč
331 850 019 445	6000	3	143	Ø 240	Skladem, do 1 týdne	1 306 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*