

Nálevka dělicí válcovitá s PE zátkou a skleněným kohoutem, Witeg

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

Výrobci a značky: Witeg

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- tvar: válcovitý
- provedení: s normalizovaným zábrusem (typ NZ: plášť) a PE zátkou
- kohout se skleněným kladívkem (průměr vrtání otvoru 2,5; 4 nebo 6,3 mm)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [držáky ve tvaru podkovy](#), [laboratorní stojany](#), [nálevky](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) a [kádinky s uchem](#).



| Obj. číslo | Objem [ml] | Vrtání [mm] | NZ | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|-------|---------------------|-----------|
| 120 502 644 050 | 50 | 2,5 | 19/26 | 3-4 týdny | 1 255 Kč |
| 120 502 644 100 | 100 | 2,5 | 19/26 | Skladem, do 1 týdne | 1 202 Kč |
| 120 502 644 250 | 250 | 2,5 | 29/32 | 3-4 týdny | 1 422 Kč |
| 120 502 644 500 | 500 | 2,5 | 29/32 | Skladem, do 1 týdne | 1 814 Kč |
| 120 502 644 001 | 1000 | 4 | 29/32 | 3-4 týdny | 2 313 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.