

NÁSTAVCE DESTILAČNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Nástavce destilační

Nástavec destilační s odbočkou v úhlu 75° šikmo dolů a s NZ pro teploměr

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- 2x normalizovaný zábrus NZ 14/23, 19/26 nebo 29/32, typ jádro
- odbočka v úhlu 75° šikmo dolů
- NZ 14/23, typ plášť, pro teploměr

Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [tuk na zábrusy](#) Lukosan, [plastové svorky](#) a [teploměry s NZ](#).



Destilační nástavec s odbočkou v úhlu 75° šikmo dolů, SIMAX

Obj. číslo	Popis	NZ jádro	NZ pro teploměr	Dostupnost	Cena / ks
632 441 633 080	Destilační nástavec	2x 29/32	14/23	Skladem, do 1 týdne	659 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Destilační nástavec s odbočkou v úhlu 75° šikmo dolů, Isolab

Obj. číslo	Popis	NZ jádro	NZ pro teploměr	Dostupnost	Cena / ks
120 066 545 001	Destilační nástavec	2x 14/23	14/23	4-6 týdnů	481 Kč
120 066 545 002	Destilační nástavec	2x 19/26	14/23	4-6 týdnů	519 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavec destilační podle Claisena s NZ

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jádro a 2x NZ 14/23, typ plášť (pro teploměr a kapiláru)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [tuky na zábrusy](#), [svorky](#), [chladiče](#) a [teploměry s NZ](#).



Obj. číslo	NZ plášť pro teploměr	NZ jádro	l [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 441 662 080	2x 14/23	2x 29/32	132	1-2 týdny	1 023 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavec destilační s NZ pro teploměr

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jádro
- 1x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ plášť, pro teploměr
- délka 350 mm

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [tuky na zábrusy](#), [plastové svorky](#), [baňky s kulatým dnem](#) a [teploměry s NZ](#).



Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť pro teploměr	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 028 001 350	2x 29/32	14/23	350	Skladem, do 1 týdne	736 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavec destilační s chladičem dle Liebiga s vakuovým uzávěrem a s NZ pro teploměr

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jádro
- 1x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ plášť (pro teploměr)
- délka chladiče 250 nebo 400 mm
- olivka s vakuovým uzávěrem

Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [tuky na zábrusy](#), [plastové svorky](#), [hadice](#) a [teploměry s NZ](#).



Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť pro teploměr	Délka chladiče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	----------	-----------------------	---------------------	------------	-----------

Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť pro teploměr	Délka chladiče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 066 556 003	2x 29/32	14/23	250	4-6 týdnů	1 888 Kč
639 030 002 400	2x 29/32	14/23	400	Delší termín	1 630 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.