

NÁSTAVCE KROKOVACÍ HAMILTON

VERKON > Chromatografie > Mikrostříkačky a příslušenství > Nástavce krokovací Hamilton

Nástavec krokovací Hamilton PB 600

Výrobci a značky: Hamilton

Nástavec je určen pro opakované dávkování mikrostříkačkami Hamilton. Mikrostříkačka se upne do nástavce a stisknutím tlačítka se píst posunuje vždy o stejnou délku dopředu. Objem stříkačky se vytlačí v padesáti stejných dávkách.



| Obj. číslo | Typ | Dávkovaný objem [μl] | Objem stříkačky | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 396 665 083 700 | PB 600-1 | 0,5 - 50 | 25 μl - 2,5 ml | 3-4 týdny | 5 775 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.