

NÁSTAVCE KROKOVACÍ HAMILTON

VERKON > Chromatografie > Mikrostříkačky a příslušenství > Nástavce krokovací Hamilton

Nástavec krokovací Hamilton PB 600

Výrobci a značky: Hamilton

Nástavec je určen pro opakované dávkování mikrostříkačkami Hamilton. Mikrostříkačka se upne do nástavce a stisknutím tlačítka se píst posunuje vždy o stejnou délku dopředu. Objem stříkačky se vytlačí v padesáti stejných dávkách.



Obj. číslo	Typ	Dávkovaný objem [μl]	Objem stříkačky	Dostupnost	Cena / ks
396 665 083 700	PB 600-1	0,5 - 50	25 μl - 2,5 ml	3-4 týdny	5 775 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.