

## Nástavec Combitips advanced pro Multipipette E3 a E3X, Eppendorf

Výrobci a značky: Eppendorf

Nástavce Combitips advanced jsou optimalizovány pro použití se všemi pipetami řady Multipipette firmy Eppendorf. Práce s nimi je jednoduchá a rychlá. Tvar nástavce zajišťuje pohodlnou manipulaci a zabraňuje i případnému poškození rukavice.



- 9 velikostí objemu a 3 stupně čistoty
- velmi přesné dávkování (bez ohledu na hustotu a viskozitu dávkovaných kapalin)
- princip pozitivního vytlačování (srovnatelné s injekční stříkačkou)
- hermeticky uzavřený píst pro bezpečné dávkování
- vhodné pro opakované dávkování stejných objemů
- velikost 2,5; 5 a 10 ml s prodlouženou délkou špičky
- barevné kódování pro snadnou identifikaci
- varianty PCR a Biopur vám rádi nabídneme na základě poptávky
- baleno v krabici (krabice obsahuje 4 sáčky po 25 kusech), u objemů 25 a 50 ml je součástí dodávky i adaptér

Obj. číslo	Objem nástavce [ml]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 413 089 405	0,1	bílý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 413	0,2	světle modrý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 421	0,5	fialový	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 430	1	žlutý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 448	2,5	zelený	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 456	5	modrý	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 464	10	oranžový	4 x 25	Na dotaz	2 800 Kč
160 413 089 472	25	červený	4 x 25	Na dotaz	3 300 Kč
160 413 089 480	50	světle šedý	4 x 25	Na dotaz	3 625 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*