

Nástavec destilační podle Claisena s NZ

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jádro a 2x NZ 14/23, typ plášť (pro teploměr a kapiláru)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [tuky na zábrusy](#), [svorky](#), [chladiče](#) a [teploměry s NZ](#).



Obj. číslo	NZ plášť pro teploměr	NZ jádro	l [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 441 662 080	2x 14/23	2x 29/32	132	Skladem, do 1 týdne	940 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.