

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Nástavce destilační > Nástavec destilační podle Claisena s NZ

## Nástavec destilační podle Claisena s NZ

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jádro a 2x NZ 14/23, typ plášť (pro teploměr a kapiláru)

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [tuky na zábrusy](#), [svorky](#), [chladiče](#) a [teploměry s NZ](#).



Obj. číslo	NZ plášť pro teploměr	NZ jádro	l [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 441 662 080	2x 14/23	2x 29/32	132	1-2 týdny	1 023 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*