

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Nástavce destilační > Nástavec destilační s chladičem dle Liebiga s vakuovým uzávěrem a s NZ pro teploměr

Nástavec destilační s chladičem dle Liebiga s vakuovým uzávěrem a s NZ pro teploměr

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jádro
- 1x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ plášť (pro teploměr)
- délka chladiče 250 nebo 400 mm
- olivka s vakuovým uzávěrem



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [tuky na zábrusy](#), [plastové svorky](#), [hadice](#) a [teploměry s NZ](#).

Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť pro teploměr	Délka chladiče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 066 556 003	2x 29/32	14/23	250	4-6 týdnů	1 888 Kč
639 030 002 400	2x 29/32	14/23	400	Delší termín	1 630 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.