

## Nástavec destilační s NZ pro teploměr

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jádro
- 1x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ plášť, pro teploměr
- délka 350 mm

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [tuky na zábrusy](#), [plastové svorky](#), [baňky s kulatým dnem](#) a [teploměry s NZ](#).



Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť pro teploměr	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 028 001 350	2x 29/32	14/23	350	Skladem, do 1 týdne	736 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*