

Nástavec extrakční dle Soxhleta

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 30, 70, 100, 200, 500 a 1000 ml
- 2x NZ, typ jádro (velikost 29/32) a plášť (velikost uvedena v tabulce)
- pro baňku s NZ 29/32
- jedná se o náhradní díl k [přístroji dle Soxhleta](#)

i V naší nabídce najdete i [chladiče k extraktoru](#) a [baňky s plochým dnem a NZ](#).



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ plášť	NZ jádro	Dostupnost	Cena / ks
632 442 101 030	8293	30	29/32	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 101 070	8293	70	34/35	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 101 100	8293	100	45/40	29/32	Na dotaz	3 264 Kč
632 442 101 200	8293	200	55/50	29/32	Na dotaz	3 839 Kč
632 442 101 500	8293	500	60/46	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 101 940	8293	1000	71/51	29/32	Na dotaz	6 032 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.