

## Nástavec PD-TIPS II, nesterilní, Brand

Výrobci a značky: Brand

Nástavce PD-TIPS II pracují na principu přímého posunutí a jsou proto vhodné i pro dávkování kapalin s vyšší viskozitou nebo vyšší tenzí par. Velikost nástavců je zakódována v jejich pístu, což umožňuje automatické rozpoznání jejich velikosti při použití s krokovacími pipetami HandyStep touch a HandyStep electronic.



- nesterilní (baleno hromadně v sáčku)
- objem od 0,1 ml do 50 ml
- materiál: válec PP; píst HDPE (velikost 0,1 ml LCP)
- dokonalá těsnost (chrání pipetu před kontaminací a prodlužuje její životnost)
- v souladu s ISO 8655
- nejsou autoklávatelné
- **informace k dodávce:** nástavce o objemu 25 a 50 ml jsou dodávány včetně 1 ks adaptéru (adaptér lze autoklávat při 121 °C)

Obj. číslo	Popis	Objem nástavce [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 870 702 402	Nástavce PD-TIPS II	0,1	100	3-4 týdny	2 264 Kč
331 870 702 370	Nástavce PD-TIPS II	0,5	100	3-4 týdny	2 026 Kč
331 870 702 406	Nástavce PD-TIPS II	1,0	100	3-4 týdny	2 026 Kč
331 870 702 372	Nástavce PD-TIPS II	1,25	100	3-4 týdny	2 026 Kč
331 870 702 374	Nástavce PD-TIPS II	2,5	100	3-4 týdny	2 026 Kč
331 870 702 376	Nástavce PD-TIPS II	5,0	100	2-3 týdny	2 026 Kč
331 870 702 407	Nástavce PD-TIPS II	10,0	100	3-4 týdny	2 026 Kč
331 870 702 378	Nástavce PD-TIPS II	12,5	100	2-3 týdny	2 026 Kč
331 870 702 380	Nástavce PD-TIPS II	25,0 (v balení 1 adaptér)	50	2-3 týdny	1 141 Kč
331 870 702 382	Nástavce PD-TIPS II	50,0 (v balení 1 adaptér)	25	3-4 týdny	616 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Sada nástavců PD-TIPS II o objemu 0,5 - 12,5 ml**

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
331 870 705 720	Sada nesterilních nástavců PD-TIPS II (20x 0,5 ml; 20x 1 ml; 20x 1,25 ml; 20x 2,5 ml; 20x 5,0 ml; 20x 10,0 ml; 20x 12,5 ml)	140	3-4 týdny	2 863 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*