

Nástavec PD-TIPS II, sterilní, Brand

Výrobci a značky: Brand

Nástavce PD-TIPS II pracují na principu přímého posunutí a jsou proto vhodné i pro dávkování kapalin s vyšší viskozitou nebo vyšší tenzí par. Velikost nástavců je zakódována v jejich pístu, což umožňuje automatické rozpoznání jejich velikosti při použití s krokovacími pipetami HandyStep touch a HandyStep electronic.



- sterilní (baleno jednotlivě)
- objem od 0,1 ml do 50 ml
- materiál: válec PP; píst HDPE (velikost 0,1 ml LCP)
- dokonalá těsnost (chrání pipetu před kontaminací a prodlužuje její životnost)
- v souladu s ISO 8655
- nejsou autoklárovatelné
- **informace k dodávce:** nástavce o objemu 25 a 50 ml jsou dodávány včetně 1 ks adaptéru (adaptér lze autoklárovat při 121 °C)

Obj. číslo	Popis	Objem nástavce [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 870 702 404	Nástavce PD-TIPS II	0,1	100	3-4 týdny	4 924 Kč
331 870 702 384	Nástavce PD-TIPS II	0,5	100	3-4 týdny	4 345 Kč
331 870 702 436	Nástavce PD-TIPS II	1,0	100	3-4 týdny	4 345 Kč
331 870 702 386	Nástavce PD-TIPS II	1,25	100	3-4 týdny	4 345 Kč
331 870 702 388	Nástavce PD-TIPS II	2,5	100	3-4 týdny	4 345 Kč
331 870 702 390	Nástavce PD-TIPS II	5	100	2-3 týdny	4 345 Kč
331 870 702 438	Nástavce PD-TIPS II	10,0	100	3-4 týdny	4 345 Kč
331 870 702 392	Nástavce PD-TIPS II	12,5	100	3-4 týdny	4 345 Kč
331 870 702 394	Nástavce PD-TIPS II	25,0 (v balení 1 adaptér)	25	3-4 týdny	1 241 Kč
331 870 702 396	Nástavce PD-TIPS II	50,0 (v balení 1 adaptér)	25	3-4 týdny	1 282 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.