

Náhradní silikonový adaptér, k produktu: Nástavec pipetovací Macro, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Poloautomatický nástavec Macro je vhodný pro skleněné i plastové pipety o objemu od 0,1 do 200 ml. Jednoduché ovládání a ergonomický design umožňují i sériové pipetování. Pro snadné rozlišení v laboratoři je nástavec nabízen ve 4 barvách.

Základní charakteristika pipetovacího nástavce Macro:

- pro skleněné a plastové pipety o objemu od 0,1 do 200 ml
- 4 barvy pro snadné rozlišení: šedá, zelená, modrá a růžová
- jednoduché ovládání jednou rukou pomocí nasávacího balónku a páčky
- regulace rychlosti nasávání a nastavení menisku pomocí páčky
- membránový hydrofobní PTFE filtr s velikostí pórů 3 µm (brání kapalině proniknout dovnitř nástavce)
- autoklávatelný při 121 °C
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je náhradní membránový PTFE filtr



Obj. číslo	Popis	Pro objem pipet [ml]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
396 870 026 100	Nástavec Macro	0,1 – 200	Šedá	Skladem, do 1 týdne	1 590 Kč
396 870 026 151	Nástavec Macro	0,1 – 200	Zelená	2-3 týdny	1 590 Kč
396 870 026 152	Nástavec Macro	0,1 – 200	Modrá	2-3 týdny	1 590 Kč
396 870 026 154	Nástavec Macro	0,1 – 200	Růžová	2-3 týdny	1 590 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 026 052	Náhradní membránový filtr	Skladem, do 1 týdne	168 Kč
396 870 026 146	Náhradní silikonový adaptér	3-4 týdny	113 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brand-Pipette-Controller-Macro-EN.pdf