

Nástavec pipetovací Pi-pump

Narozeninová akce

Sleva 10 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

Mechanické pipetíky jsou vhodné pro skleněné pipety do objemu 25 ml. Umožňují bezpečné a pohodlné pipetování.



- 4 typy:
 - **žlutý** pro pipety do objemu 0,2 ml
 - **modrý** pro pipety do objemu 2 ml
 - **zelený** pro pipety do objemu 10 ml
 - **červený** pro pipety do objemu 25 ml
- materiál: PP
- sání a dávkování pomocí kolečka
- tlačítko pro úplné vypuštění kapaliny
- snadné ovládání jednou rukou

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [dělené](#) i [nedělené](#) pipety, [savičky](#) a [pipetovací balónky](#).

Obj. číslo	Popis	Pro pipety do objemu [ml]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 992 512	Pipetovací nástavec	0,2	Žlutá	3-4 týdny	530 Kč 477 Kč
331 850 990 346	Pipetovací nástavec	2	Modrá	3-4 týdny	261 Kč 235 Kč
331 850 990 347	Pipetovací nástavec	10	Zelená	Skladem, do 1 týdne	261 Kč 235 Kč
331 850 990 348	Pipetovací nástavec	25	Červená	Skladem, do 1 týdne	283 Kč 255 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.