

Nástavec pipetovací Pipetus, Hirschmann

Výrobci a značky: Hirschmann

Pipetovací nástavce Pipetus slouží pro bezpečné a pohodlné pipetování klasickými skleněnými pipetami. Zahrnují 3 modely, které se liší způsobem pipetování. Pipetus Junior je určen pro jednoduché manuální pipetování. Pipetus Standard je vybaven externím čerpadlem a je vhodný pro práci s toxickými kapalinami a všude tam, kde jsou zvýšené nároky na hygienu. Model Pipetus nabízí možnost nastavení 5 rychlostí pipetování, kontrolu údajů na barevném displeji a až 50 hodin nepřetržitého provozu díky integrované dobíjecí baterii.



Základní charakteristika pipetovacích nástavců Pipetus:

- 3 modely (Pipetus Junior, Pipetus Standard a Pipetus)
- silikonový adaptér pro těsné nasazení pipety
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- membránový hydrofobní PTFE filtr (velikost pórů 0,2 µm)
- bezpečnostní zpětný ventil (brání kapalině proniknout dovnitř nástavce)
- spolehlivost, přesnost, dlouhá životnost
- autoklávovatelný
- ergonomický design
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete v katalogovém listu ke stažení (v případě zájmu o jakékoli příslušenství nás neváhejte kontaktovat)

Technické údaje			
Typ	Pipetus Junior	Pipetus Standard	Pipetus
Ovládání	manuální	elektronické	
Pro objem pipet	0,5 – 25 ml	0,1 – 200 ml	
Nastavení rychlosti pipetování	ne ⁽ⁱ⁾	ne	ano (5 rychlostí)
Displej	ne		ano ⁽ⁱ⁾
Autoklávovatelný	ano, při 121 °C (mimo PTFE filtru)		
Materiál (tělo přístroje)	polyamid (PA 6)		
Zpětný ventil	ano (vyměnitelný)		
Hmotnost	130 g	130 g, čerpadlo 290 g	240 g
Napájení	-	230 V	NiMH dobíjecí baterie (doba provozu až 50 hodin)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 709 902 000	Pipetus Junior	Včetně 1 ks filtru	4-6 týdnů	4 000 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 709 903 000	Pipetus Standard	Včetně externího čerpadla, 2 ks filtrů a 1 ks zpětného ventilu	4-6 týdnů	7 150 Kč
396 709 907 200	Pipetus	Včetně nabíjecího stojanu, síťového adaptéru, držáku na zeď, 2 ks filtrů a 1 ks zpětného ventilu	2-3 týdny	12 250 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Pipetus-Hirschmann-EN.pdf