

Nástavec pipetovací WITOPED eco, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Pipetovací nástavec WITOPED eco slouží pro bezpečné a pohodlné pipetování klasickými skleněnými pipetami o objemu až 100 ml. Umožňuje nastavení šesti rychlostí pipetování a až 8 hodin nepřetržitého provozu díky integrované dobíjecí baterii. Nastavení rychlosti a stav baterie lze kontrolovat na LCD displeji.



Základní charakteristika pipetovacího nástavce WITOPED eco:

- jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek
- nastavitelná rychlost pipetování – šest rychlostí s jemnou regulací (při maximální rychlosti motoru trvá naplnění 25ml pipety cca 5 sekund)
- provoz na baterie – integrovaná dobíjecí 3,7V Li-Ion baterie s výdrží až 8 hodin, akustický signál při nízkém stavu nabití baterie
- LCD displej – zobrazení zvolené rychlosti a stavu baterie
- režim gravitačního vypouštění – možnost vyprázdnění pipety bez použití motoru
- snadné čištění/výměna membránového filtru i silikonového adaptéru (adaptér je autoklávovatelný při 121 °C)
- nízká hmotnost
- v souladu s ISO 8055, ISO 9001:2000 a ISO 13485
- **informace k dodávce:** součástí dodávky nástavce je napájecí adaptér na dobíjení baterie, stojánek na stůl a dvě skleněné 10ml dělené pipety tř. AS (10:0,1 ml, DIN EN ISO 385)

Obj. číslo	Popis	Pro objem pipet [ml]	Dostupnost	Cena / ks
160 500 381 000	Pipetovací nástavec WITOPED eco	0,1 - 100	4-6 týdnů	6 835 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Silikonový adaptér

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 500 382 010	Náhradní silikonový adaptér	2-3 týdny	517 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Membránový filtr

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
------------	-------	-------------	------------	-------------

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 380 065	Náhradní membránový filtr, hydrofobní, 0,45 µm	5	2-3 týdny	1 197 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.