

Nástavec pipetovací WITOPED XP, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Witoped XP je profesionální elektrický pipetovací nástavec vhodný pro všechny pipety o objemu 0,1 až 100 ml. Vysoká přesnost a regulace rychlosti spolu s ergonomickým tvarem činí Witoped XP ideálním pomocníkem pro bezúnavné pipetování. Práci usnadňuje i odnímatelný stojánek pro odstavení nástavce včetně nasazené pipety.



Základní charakteristika pipetovacího nástavce Witoped XP:

- vhodný pro skleněné i plastové pipety od 0,1 do 100 ml
- snadné ovládání pomocí dvou tlačítek
- 3 nastavitelné rychlosti (1, 5 nebo 10 ml/s)
- vyměnitelný membránový filtr a silikonový adaptér
- držák pipet autoklávovatelný při 121 °C
- integrovaná NiMH 8,4 V dobíjecí baterie
- volný průtok (možnost vyprázdnění pipety bez použití motoru)
- možnost odložení nástavce s nasazenou pipetou (pomocí odnímatelného stojáčku)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nabíjecí adaptér, vyměnitelné filtry, odnímatelný stojánek a držák pro připevnění na zeď

Obj. číslo	Popis	Pro objem pipet [ml]	Dostupnost	Cena / ks
160 500 380 001	Pipetovací nástavec WITOPED XP	0,1 - 100	2-3 týdny	15 528 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Membránové filtry a silikonové adaptéry

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 380 006	Náhradní membránový filtr	5	2-3 týdny	1 654 Kč
160 500 380 004	Náhradní silikonový adaptér	2	2-3 týdny	641 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Pipetting-aid-Witoped-XP-EN.pdf