

Nástavec přímý se skleněnou olivkou, 2x NZ

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- 2x normalizovaný zábrus NZ 14/23 nebo 29/32, typ jádro a plášť
- skleněná hadicová olivka
- vhodný pro vakuovou destilaci
- dle DIN 12594

Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [tuk na zábrusy](#) Lukosan, [plastové](#) a [nerezové](#) svorky a [hadice](#).



Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť	Dostupnost	Cena / ks
120 066 539 014	14/23	14/23	4-6 týdnů	500 Kč
120 066 539 029	29/32	29/32	Skladem, do 1 týdne	599 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.