

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Nástavce > Nástavec se šroubovacím uzávěrem pro teploměr, NZ jádro

## Nástavec se šroubovacím uzávěrem pro teploměr, NZ jádro

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- normalizovaný zábrus NZ jádro 14/23 nebo 29/32
- šroubovací uzávěr s otvorem a silikonovým těsněním pro snadné nastavení výšky teploměru
- pro teploměr o průměru 6 - 8 mm
- dle DIN 12257



Obj. číslo	Velikost NZ	Závit	Pro průměr teploměru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 066 521 014	14/23	GL 14	6 až 8	4-6 týdnů	289 Kč
120 066 521 029	29/32	GL 14	6 až 8	4-6 týdnů	338 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*