

Nástavec StarFish pro magnetické míchačky Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

Současný ohřev a míchání až 40 vzorků Šetří čas i místo na laboratorním stole

Pomocí nástavců StarFish lze vytvořit z magnetické míchačky s ohřevem vícemístnou pracovní stanici vhodnou i pro destilace, extrakce nebo syntézy. Sestavení celého systému je jednoduché a poměrně rychlé.

Základní charakteristika modulárního systému StarFish:

- skládá se ze základové desky, na kterou lze umístit monoblok (s prohlubněmi pro daný počet baněk či vialek stejného objemu) nebo pět výsečí polybloků (každá z výsečí může být s otvory a prohlubněmi pro jiné nádoby)
- středem základové desky prochází stojanová tyč, na kterou lze upnout pětimístné držáky baněk, chladičů či extraktorů, případně moduly pro rozvod vody⁽ⁱ⁾, vakua či inertního plynu⁽ⁱ⁾
- základová deska velmi dobře zapadá na pracovní plochu míchačky o Ø 145 mm (rychlý ohřev)
- pro usnadnění snímání základové desky z pracovní plochy míchačky slouží přídatná držadla (objednávají se samostatně)
- celý systém je vhodný pro standardní laboratorní nádobí (baňky, vialky...)
- materiál: hliník
- teplotní rozsah: do 260 °C
- **informace k dodávce:** každá část modulárního systému se objednává samostatně (obrázek je pouze ilustrační)



i Pro pomoc s výběrem a sestavením modulárního systému podle vašich potřeb nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 058 100 000	Základová deska pro magnetické míchačky o průměru 145 mm	3-4 týdny	16 545 Kč
392 058 100 100	Držadla pro základovou desku (pár)	3-4 týdny	16 600 Kč
413 845 800 100	Monoblok pro 5x 250ml baňku	3-4 týdny	18 620 Kč
413 845 804 300	Vložka do monobloku nebo polybloku pro použití 25ml baňky	3-4 týdny	3 043 Kč
413 845 804 200	Vložka do monobloku nebo polybloku pro použití 50ml baňky	3-4 týdny	3 043 Kč
413 845 804 100	Vložka do monobloku nebo polybloku pro použití 100ml baňky	3-4 týdny	3 043 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 845 804 000	Vložka do monobloku nebo polybloku pro použití 150ml baňky	3-4 týdny	3 043 Kč
413 845 800 700	Monoblok pro 20 vialek Ø 21 mm	3-4 týdny	13 565 Kč
413 845 802 000	Polyblok pro 1x 250ml baňku	3-4 týdny	7 027 Kč
413 845 802 500	Polyblok pro 3 vialky Ø 28 mm	3-4 týdny	6 751 Kč
413 845 802 600	Polyblok pro 3 vialky Ø 21 mm	3-4 týdny	6 751 Kč
413 845 815 000	Stojanová tyč, délka 650 mm	3-4 týdny	2 905 Kč
413 845 816 000	Stojanová tyč dělená, délka 650 mm	3-4 týdny	5 533 Kč
413 845 811 000	Držák pětimístný, upínací pásky na suchý zip	3-4 týdny	15 134 Kč
413 845 812 000	Držák pětimístný s rukojetí, upínací pásky silikon	3-4 týdny	15 936 Kč
413 845 813 000	Modul pro rozvod chladicí vody - 5cestný	3-4 týdny	25 011 Kč
413 845 814 000	Modul pro rozvod vakua/inertního plynu - 5cestný	3-4 týdny	24 070 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.