

## Nástavec StarFish pro magnetické míchačky Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

### Šetří čas i místo na laboratorním stole

Pomocí nástavců StarFish lze vytvořit z magnetické míchačky s ohřevem vícemístnou pracovní stanici vhodnou i pro destilace, extrakce nebo syntézy. Sestavení celého systému je jednoduché a poměrně rychlé.



### Základní charakteristika modulárního systému StarFish:

- skládá se ze základové desky, na kterou lze umístit monoblok (s prohlubněmi pro daný počet baněk stejného objemu) nebo pět výsečí polybloků
- středem základové desky prochází stojanová tyč, na kterou lze upnout pětimístné držáky baněk, chladičů či extraktorů, případně moduly pro rozvod vody<sup>(i)</sup>, vakua či inertního plynu<sup>(i)</sup>
- základová deska velmi dobře zapadá na pracovní plochu míchačky o Ø 145 mm (rychlý ohřev)
- pro usnadnění snímání základové desky z pracovní plochy míchačky slouží přídatná držadla (objednávají se samostatně)
- celý systém je vhodný pro standardní laboratorní nádobí (baňky, vialky...)
- materiál: hliník
- teplotní rozsah: do 260 °C
- **informace k dodávce:** každá část modulárního systému se objednává samostatně (obrázek je pouze ilustrační)

**i** Pro pomoc s výběrem a sestavením modulárního systému podle vašich potřeb nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 058 100 000	Základová deska pro magnetické míchačky o průměru 145 mm	3-4 týdny	16 572 Kč
392 058 100 100	Držadla pro základovou desku (pár)	3-4 týdny	16 628 Kč
413 845 800 100	Monoblok pro 5x 250ml baňku	3-4 týdny	18 647 Kč
413 845 804 300	Vložka do monobloku pro použití 25ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 804 200	Vložka do monobloku pro použití 50ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 804 100	Vložka do monobloku pro použití 100ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 804 000	Vložka do monobloku pro použití 150ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 802 500	Polyblok pro 3 vialky Ø 28 mm	3-4 týdny	6 778 Kč
413 845 815 000	Stojanová tyč, délka 650 mm	3-4 týdny	2 933 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
413 845 816 000	Stojanová tyč dělená, délka 650 mm	3-4 týdny	5 533 Kč
413 845 811 000	Držák pětimístný, upínací pásky na suchý zip	3-4 týdny	15 161 Kč
413 845 812 000	Držák pětimístný s rukojetí, upínací pásky silikon	3-4 týdny	15 964 Kč
413 845 813 000	Modul pro rozvod chladicí vody - 5cestný	3-4 týdny	25 066 Kč
413 845 814 000	Modul pro rozvod vakua/inertního plynu - 5cestný	3-4 týdny	24 125 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*