

Nástěnný držák na láhve s roztoky na výplach očí

Praktický nástěnný plastový držák s transparentním víkem, které chrání láhve s roztoky na výplach očí před znečištěním, je vhodný do chemických provozů, laboratoří a všude tam, kde hrozí riziko zasažení očí mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami. Součástí dodávky držáku je neutralizační roztok BioPhos 74 a fyziologický roztok NaCl.



- rychlá první pomoc při zasažení očí
- sterilní neutralizační roztok BioPhos 74 (používá se v případě zasažení očí kyselinami nebo zásadami, 250 ml roztoku vystačí na cca 2 minuty intenzivního vyplachování), certifikace CE 1275
- sterilní fyziologický roztok 0,9% NaCl pro výplach očí (500 ml roztoku vystačí na cca 4 minuty intenzivního vyplachování), certifikace CE 0121, kategorie IIa
- oba roztoky lze použít i pro výplach ústní dutiny a oplach pokožky
- láhve mají ergonomicky tvarovanou oční miskou pro otevření očního víčka během vyplachování
- rozměry držáku: 41 x 32 x 7,5 cm
- hmotnost: 1,5 kg
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je i zrcátko a montážní materiál

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / sada |
|-----------------|----------------|---|------------|-------------|
| 200 490 841 901 | Nástěnný držák | Včetně 250ml neutralizačního roztoku BioPhos 74, 500ml 0,9% fyziologického roztoku NaCl, zrcátka a montážního materiálu | 2-3 týdny | 1 490 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.