

## NEDĚLENÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Pipety > Nedělené

### Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti B, rozšířené provedení

Materiál: Sodnovápenaté sklo

Výrobci a značky: Witeg

- objem: 5, 10, 25 a 50 ml
- rozšířené provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy na pipety](#), [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [magnetické míchačky](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 503 530 050	5	Bílý	2 ks	Skladem, do 1 týdne	117 Kč
120 503 530 100	10	Červený	2 ks	Skladem, do 1 týdne	136 Kč
120 503 530 250	25	Modrý	1 ks	Skladem, do 1 týdne	190 Kč
120 503 530 500	50	Červený	1 ks	Skladem, do 1 týdne	241 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 a 100 ml
- rozšířené provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy na pipety](#), [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [magnetické míchačky](#).



#### Nedělené pipety třídy přesnosti AS, dle ISO 648

Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 111 014	1	Modrý	1-2 týdny	87 Kč
632 433 111 016	2	Oranžový	1-2 týdny	93 Kč
632 433 111 018	5	Bílý	Skladem, do 1 týdne	110 Kč
632 433 111 019	10	Červený	Skladem, do 1 týdne	124 Kč
632 433 111 022	20	Žlutý	Skladem, do 1 týdne	137 Kč
632 433 111 023	25	Modrý	Skladem, do 1 týdne	154 Kč
632 433 111 025	50	Červený	Skladem, do 1 týdne	221 Kč
632 433 111 030	100	Žlutý	1-2 týdny	349 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Nedělené pipety třídy přesnosti AS, mimo normu

Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 111 017	3	Černý	1-2 týdny	99 Kč
632 433 111 117	4	2x červený	Skladem, do 1 týdne	108 Kč
632 433 111 021	15	Zelený	1-2 týdny	133 Kč
632 433 111 057	40	Bílý	Delší termín	268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 433 111 117	Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení, Objem [ml]: 4, Barevný kód: 2x červený	Nové	1 ks	<del>108 Kč</del> <b>83 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení s bezpečnostní baničkou

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 5, 10, 20, 25 a 30 ml
- rozšířené provedení s jednou ryskou a bezpečnostní baničkou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy na pipety](#), [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [magnetické míchačky](#).



#### Nedělené pipety třídy přesnosti AS, dle ISO 648

Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 311 018	5	Bílý	Delší termín	116 Kč
632 433 311 019	10	Červený	Delší termín	120 Kč
632 433 311 022	20	Žlutý	Delší termín	146 Kč
632 433 311 023	25	Modrý	1-2 týdny	180 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Nedělené pipety třídy přesnosti AS, mimo normu

Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 311 024	30	Černý	Delší termín	194 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Pipeta nedělená, třída přesnosti AS, malé objemy

Materiál: Sodnovápenaté sklo

Výrobci a značky: Witeg

- objem: 0,5; 1 a 2 ml
- rovné provedení s jednou ryskou (objem 0,5 a 1 ml)
- rozšířené provedení s jednou ryskou (objem 2 ml)
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany a podnosy na pipety](#), [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [láhve](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
120 503 500 523	0,5	2x černý	Skladem, do 1 týdne	107 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
120 503 501 023	1	Modrý	Skladem, do 1 týdne	104 Kč
120 503 502 023	2	Oranžový	Skladem, do 1 týdne	117 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rovné provedení

Materiál: Sodnodraselné sklo      Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1 a 2 ml
- rovné provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [láhve](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 011 014	1	Modrý	4-6 týdnů	41 Kč
632 433 011 016	2	Oranžový	4-6 týdnů	41 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, ověřená

Materiál: Sodnodraselné sklo      Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 a 100 ml
- rozšířené provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- ověřena v metrologické laboratoři výrobce a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [magnetické míchačky](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 111 901	1	Modrý	Delší termín	541 Kč
632 433 111 902	2	Oranžový	Delší termín	545 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Barevný kód</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
632 433 111 905	5	Bílý	Delší termín	555 Kč
632 433 111 910	10	Červený	Delší termín	573 Kč
632 433 111 920	20	Žlutý	Delší termín	707 Kč
632 433 111 925	25	Modrý	Delší termín	724 Kč
632 433 111 950	50	Červený	Delší termín	1 424 Kč
632 433 111 990	100	Žlutý	Delší termín	1 574 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*