

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kleště, nůžky, pinzety, jehly a skalpely > Nůžky > Nůžky laboratorní, nerezové

Nůžky laboratorní, nerezové

- provedení: přímé
- celková délka: 100, 115, 130, 145, 150, 165 a 180 mm
- délka čepele (od šroubku ke špičce): 30, 45, 50, 60, 70 a 80 mm
- materiál: nerezová ocel



Obj. číslo	Popis	Celková délka [mm]	Délka čepele [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
130 635 004 000	Laboratorní nůžky	100	30	Přímé	2-3 týdny	188 Kč
130 635 004 001	Laboratorní nůžky	115	45	Přímé	4-6 týdnů	201 Kč
130 635 004 002	Laboratorní nůžky	130	50	Přímé	4-6 týdnů	214 Kč
130 635 004 003	Laboratorní nůžky	145	60	Přímé	2-3 týdny	214 Kč
130 635 004 004	Laboratorní nůžky	150	60	Přímé	2-3 týdny	254 Kč
130 635 004 005	Laboratorní nůžky	165	70	Přímé	4-6 týdnů	271 Kč
130 635 004 006	Laboratorní nůžky	180	80	Přímé	2-3 týdny	294 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.