

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kleště, nůžky, pinzety, jehly a skalpely > Nůžky > Nůžky pro mikroskopii, nerezové

Nůžky pro mikroskopii, nerezové

- provedení: přímé nebo zahnuté
- délka: 100, 110 a 125 mm
- materiál: nerezová ocel



Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
130 635 004 070	Preparační nůžky	100	Přímé	2-3 týdny	127 Kč
397 210 004 070	Preparační nůžky	110	Přímé	Skladem, do 1 týdne	124 Kč
397 220 001 011	Preparační nůžky	125	Přímé	Skladem, do 1 týdne	124 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
130 635 004 071	Preparační nůžky	100	Zahnuté	2-3 týdny	134 Kč
397 210 004 071	Preparační nůžky	110	Zahnuté	Skladem, do 1 týdne	124 Kč
397 220 001 012	Preparační nůžky	125	Zahnuté	1-2 týdny	124 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.