

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Krabice a přepravní obaly na mikroskla > Obal přepravní na mikroskla 76 x 26 mm

## Obal přepravní na mikroskla 76 x 26 mm

Materiál: HDPE

Výrobci a značky: Marienfeld

- oválný, pro 2 mikroskla
- postranní zářezy (mikroskla se vzájemně nedotýkají)
- dobře těsnící víčko
- materiál: HDPE
- vhodný pro skladování a přepravu
- **informace k dodávce:** obaly jsou dodávány v balení po 100 ks



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [podložní](#) a [krycí](#) mikroskla, [papírové](#) a [plastové](#) krabice na mikroskla, [stříčky](#) a [skalpely](#).

Obj. číslo	Popis	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 600 205 000	Oválné provedení pro 2 mikroskla	HDPE	100	3-4 týdny	1 187 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*