

OBALY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Bezpečnost pracoviště > Obaly na nebezpečné látky

Sud plastový s odnímatelným víkem

Plastové sudy s odnímatelným víkem a pozinkovaným svěřacím kruhem mají všestranné využití. Jsou vhodné pro přepravu a skladování nebezpečných látek, lze je umístit ve vnitřních i vnějších prostorech.



- pozinkovaný svěřací kruh
- barva: modrá
- materiál: HDPE
- atest na nebezpečné látky (UN kód: UN 1H2/X)

| Technické údaje | | | | | |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Typ | | PLN 7011 | PLN 7021 | PLN 7031 | PLN 7041 |
| Objem [l]: | | 30 | 60 | 120 | 220 |
| Rozměry [mm]: | Průměr: | max. 315 | max. 400 | max. 492 | max. 590 |
| | | min. 251 | min. 325 | min. 395 | min. 471 |
| | Výška: | 510 | 628 | 800 | 975 |
| Hmotnost [kg]: | | 2 | 3,5 | 6 | 10 |
| Nosnost [kg]: | | 61 | 100 | 170 | 320 |

| Obj. číslo | Objem [l] | Nosnost [kg] | Materiál | UN kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|--------------|----------|--------|---------------------|-----------|
| 200 490 357 011 | 30 | 61 | HDPE | 1H2/X | Skladem, do 1 týdne | 590 Kč |
| 200 490 357 021 | 60 | 100 | HDPE | 1H2/X | Skladem, do 1 týdne | 820 Kč |
| 200 490 357 031 | 120 | 170 | HDPE | 1H2/X | 1-2 týdny | 990 Kč |
| 200 490 357 041 | 220 | 320 | HDPE | 1H2/X | 1-2 týdny | 1 520 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sběrač rtuti

Sběrač rtuti sestává ze sběrné nádoby s perforovanou vložkou a šroubovacím víčkem se speciální houbičkou z PUR pěny. Jemným přitlačením na rozlitou rtuť se póry houbičky otevrou a absorbují kuličky rtuti. Víčko se našroubuje zpět na nádobku, kuličky se uvolní a propadnou přes perforovanou vložku na dno nádoby.



- sběrač lze použít opakovaně
- opotřebovanou houbičku z PUR pěny lze snadno vyjmout a vyměnit
- max. objem: < 100 ml rozlité rtuti
- celkové rozměry (Ø x výška): 104 x 50 mm

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|-----------|
| 399 197 890 001 | S perforovanou vložkou a šroubovacím uzávěrem s houbičkou | 2-3 týdny | 768 Kč |
| 399 197 890 002 | Náhradní houbička (pěnová vložka) | 2-3 týdny | 129 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.