

Odběrová nádobka DispoDipper

Naběračky DispoDipper jsou ideální pro odběr sypkých, kapalných a lehce viskózních vzorků ze sudů, kanystrů a podobných nádob. Jsou vyráběny z jednoho kusu, tj. rukojeť, nádobka a víčko jsou spojené. Víčko se před odběrem vzorku odlomí od rukojeti.

Po odběru vzorku lze i rukojeť oddělit od nádobky, což usnadňuje přepravu vzorku.



- objem: 50, 100 nebo 250 ml (všechny objemy s graduací)
- provedení: nesterilní nebo sterilní (sterilizace γ -zářením)
- materiál: modrý průsvitný PP
- max. hloubka ponoru: 270 mm
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- **informace k dodávce:** odběrové nádobky se objednávají v balení po 20 ks (jednotlivě balené)

Technické údaje			
Objem	50 ml	100 ml	250 ml
Průměr	40 mm	53 mm	72 mm
Výška včetně víčka	98 mm	98 mm	116 mm
Celková délka	417 mm	415 mm	429 mm
Minimální průměr otvoru nádoby pro odběr vzorku	52 mm	65 mm	85 mm

Odběrové nádobky DispoDipper, nesterilní

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 937 000	Odběrové nádobky DispoDipper	50	Nesterilní	20	2-3 týdny	660 Kč
399 153 937 010	Odběrové nádobky DispoDipper	100	Nesterilní	20	2-3 týdny	951 Kč
399 153 937 020	Odběrové nádobky DispoDipper	250	Nesterilní	20	2-3 týdny	1 078 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odběrové nádoby DispoDipper, sterilní

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 937 001	Odběrové nádoby DispoDipper	50	Sterilní	20	2-3 týdny	853 Kč
399 153 937 011	Odběrové nádoby DispoDipper	100	Sterilní	20	2-3 týdny	1 211 Kč
399 153 937 021	Odběrové nádoby DispoDipper	250	Sterilní	20	2-3 týdny	1 374 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 Odběrové nádoby DispoDipper, Bürkle