


Odkapávač na laboratorní sklo, drátěný s miskou

- 2 provedení: počet míst 44 nebo 65
- drátěná konstrukce potažená vrstvou PA
- 2 typy kolíků
- vyjímatelná odkapávací miska
- vhodný pro baňky, kádinky, láhve i válce
- možnost připevnění na zeď



Obj. číslo	Popis	Počet míst	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 010 140	Drátěná konstrukce potažená vrstvou PA	44	420 x 160 x 610	3-4 týdny	4 073 Kč
130 635 010 130	Drátěná konstrukce potažená vrstvou PA	65	420 x 160 x 610	3-4 týdny	3 434 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.