

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Ostatní pomůcky > Odkapávače > Odkapávač na laboratorní sklo, drátěný s miskou


Odkapávač na laboratorní sklo, drátěný s miskou

Narozeninová akce

Sleva 20 %

Sleva platí do 9. 7. 2026

- 2 provedení: počet míst 44 nebo 65
- drátěná konstrukce potažená vrstvou PA
- 2 typy kolíků
- vyjímatelná odkapávací miska
- vhodný pro baňky, kádinky, láhve i válce
- možnost připevnění na zeď



Obj. číslo	Popis	Počet míst	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 010 140	Drátěná konstrukce potažená vrstvou PA	44	420 x 160 x 610	3-4 týdny	4 132 Kč 3 306 Kč
130 635 010 130	Drátěná konstrukce potažená vrstvou PA	65	420 x 160 x 610	3-4 týdny	3 469 Kč 2 775 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.