

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Kádinky a odměrky > Odměrka porcelánová s vnitřní graduací, uchem a výlevkou

Odměrka porcelánová s vnitřní graduací, uchem a výlevkou

Materiál: Porcelán Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 100, 250, 500 nebo 1000 ml
- vnitřní graduace
- výlevka
- ucho pro snadnou manipulaci
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 332 241 101	100	71	72	3-4 týdny	300 Kč
641 332 241 201	250	82	96	3-4 týdny	376 Kč
641 332 241 301	500	97	131	3-4 týdny	554 Kč
641 332 241 401	1000	127	160	3-4 týdny	827 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.