

Odměrka s uchem a výlevkou, červená stupnice, PP

Materiál: PP

- objem: 100, 250, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- materiál: transparentní PP
- tištěná červená stupnice
- hladký povrch (rychlé a snadné čištění)
- autoklávovatelná do 121 °C
- v souladu s ISO 7056



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 693 020	100	10	71	73	Skladem, do 1 týdne	35 Kč
130 647 693 021	250	25	91	93	Skladem, do 1 týdne	46 Kč
130 647 693 022	600	50	118	128	1-2 týdny	60 Kč
130 647 693 023	1000	50	141	150	Skladem, do 1 týdne	94 Kč
130 647 693 024	2000	100	172	192	Skladem, do 1 týdne	135 Kč
130 647 693 025	5000	500	223	262	Skladem, do 1 týdne	293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.