

Odparka rotační vakuová RVO 004

Rotační vakuová odparka RVO 004 je cenově dostupná varianta vycházející z modelové řady 200. Spolu s přístrojem je dodávána sada skla, kterou lze upravit dle přání zákazníka. Přístroj se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a kompaktními rozměry, úroveň ovládání plně odpovídá základním potřebám. I pro tento model odparky lze použít ochranný štít.



Základní charakteristika rotační vakuové odparky RVO 004:

- otáčky a teplota lázně snadno analogově řízeny
- ohřívací lázeň na přístroji nezávislá, samostatný přívod elektrické energie
- ruční polohování odpařovací baňky
- chladič standardně vertikální, na přání diagonální, nebo vymrazovací nástavec
- robustní systém zajištění odpařovací baňky
- chemicky odolné těsnění (průměr sací trubice 20 mm)
- osu chladiče lze snadno a definovaně naklánět
- v ceně základního provedení sady skla je obsažena: 1x baňka s kulatým dnem 1000 ml, 1x baňka s kulatým dnem 2000 ml, 1x sací trubice, 1x vertikální chladič, 1x kulový nástavec, 1x připouštěcí trubice s kohoutem, 1x 1000 ml baňka s kulovým zábrusem

Technické údaje	
Použití odpařovacích baněk	20 - 4000 ml
Teplota lázně	max. +100 °C
Rozsah otáček	20 - 140 ot/min
Ovládání zdvihu	ruční
Přesnost regulace teploty	±2 °C
Napájení	230 V ±10 % / 50 Hz
Příkon	max. 2000 W
Hmotnost skla	8 kg
Rozměry včetně / bez skla (v x š x h)	950 x 600 x 390 mm / 750 x 450 x 390 mm

Obj. číslo	Typ	Rozsah otáček [ot/min]	Ovládání zdvihu	Dostupnost	Cena / ks
396 071 000 004	RVO 004	20 - 140	Ruční	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-RVO004C.pdf