

ORP metr tužkový XS ORP 5

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Tester XS ORP 5 je kompaktní přístroj s jednoduchým ovládáním, určený pro rychlé stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP). Mezi jeho hlavní výhody patří přehledný LCD displej, který zobrazuje všechny klíčové informace o měření i stavu přístroje. Tester také nabízí možnost výměny senzoru a dlouhou výdrž baterií.



Základní charakteristika pH testeru XS ORP 5:

- jednoduché ovládání
- třibarevný podsvícený LCD displej (zelená = režim měření nebo nastavení přístroje, modrá = režim kalibrace, červená = chybová hlášení)
- současné zobrazení ORP a teploty
- indikátor stability (ikona na displeji)
- automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
- možnost výměny senzoru v případě jeho poškození
- provoz na baterie
- **informace k dodávce:** tester je dodáván v kartonové krabici s ORP roztokem 475 mV (á 55 ml), uchovávacím roztokem pro elektrodu (á 25 ml) a poutkem na krk

Technické údaje		
Senzor		vyměnitelný
ORP	Rozsah:	±1000 mV
	Rozlišení:	0,1 nebo 1 mV (automatické nastavení)
	Kalibrace:	1bodová, uživatelsky definovaná
Teplota	Rozsah:	0 – 60 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	±0,2 °C
Rozměry (průměr x délka) / Hmotnost		40 x 200 mm / 110 g
Napájení		2x 1,5V AAA baterie, životnost až 200 hodin (kompatibilní s alkalickými i dobíjecími bateriemi)
Krytí		IP67

Tester XS ORP 5

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 860 514 313	Tester KIT	Včetně uchovávacího roztoku pro elektrodu, ORP roztoku 475 mV, poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií	3-4 týdny	3 504 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Náhradní senzor

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 860 514 443	Náhradní senzor pro tužkový ORP metr XS ORP 5	3-4 týdny	1 813 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Tester-ORP-5-KIT-EN.pdf