

OSVĚTLENÍ PRO MIKROSKOPY

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Mikroskopy > Osvětlení pro mikroskopy

Zdroj studeného světla - LED osvětlení pro stereoskopické mikroskopy

Výrobci a značky: Euromex

Přenosné LED osvětlení pro stereoskopické mikroskopy se dvěma vyměnitelnými ohebnými světlovody typu husí krk (o délce 560 mm) s tříčočkovou zaostřovací hlavou. Možnost použití vyměnitelných UV LED světlovodů s vlnovou délkou 365 nebo 395 nebo 420 nm.



- zdroj světla: 2x 3W LED, 6 500 K
- plynulá regulace intenzity jasu (max. 25 000 lux)
- rozměry (š x h x v): 106 x 140 x 70 mm
- napájení: 100 – 240 V, 5 V DC (50/60 Hz)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): vyměnitelné UV LED světlovody s vlnovou délkou 365 nebo 395 nebo 420 nm, šroubovací polarizační filtr pro světlovody

Zdroj studeného světla

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 870 355 207	Zdroj studeného světla pro stereoskopické mikroskopy	Se dvěma ohebnými 3W LED světlovody typu husí krk, barva světla 6500 K	3-4 týdny	4 925 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Polarizační filtr, světlovody (husí krky)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 870 355 260	Náhradní samonosný LED světlovod typu husí krk, barva světla 6500 K	3-4 týdny	2 130 Kč
457 870 355 261	Samonosný LED světlovod typu husí krk, UV LED 365 nm	3-4 týdny	2 760 Kč
457 870 355 262	Samonosný LED světlovod typu husí krk, UV LED 395 nm	3-4 týdny	2 485 Kč
457 870 355 263	Samonosný LED světlovod typu husí krk, UV LED 420 nm	3-4 týdny	2 430 Kč
457 870 355 264	Polarizační filtr pro světlovody typu husí krk	3-4 týdny	1 725 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Cold-light-source-EN.pdf

Zdroj studeného světla - halogenové osvětlení pro stereoskopické mikroskopy

Výrobci a značky: Euromex

Přenosné osvětlení pro stereoskopické mikroskopy s jedním ohebným světlovodem typu husí krk. Zdrojem světla je 20W halogenová žárovka. Intenzita osvětlení je přednastavená z výroby a nelze ji regulovat.



- samonosný světlovod ze skleněných vláken, Ø 6 mm, délka 400 mm
- zdroj světla: 20W halogenová žárovka, 3 000 K
- intenzitu světla nelze měnit
- rozměry (š x h x v): 110 x 165 x 80 mm
- napájení: 230 V, 50/60 Hz
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): zaostřovací hlava, zaostřovací hlava s irisovou clonou, asférická zaostřovací čočka, konverzní filtr, náhradní halogenová žárovka

Zdroj studeného světla

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 870 355 209	Zdroj studeného světla pro stereoskopické mikroskopy	S ohebným světlovodem typu husí krk s 20W halogenovou žárovkou, barva světla 3000 K	3-4 týdny	7 510 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 870 355 222	LE.5222	Zaostřovací hlava vhodná pro zaostřovací asférickou čočku LE.5224 nebo konverzní filtr LE.5231	Kontaktujte nás	
457 870 355 228	LE.5228	Zaostřovací hlava s irisovou clonou (připevňuje se na hlavu LE.5222)	Kontaktujte nás	
457 870 355 224	LE.5224	Asférická zaostřovací čočka pro hlavu LE.5222 nebo LE.5228	Kontaktujte nás	
457 870 355 231	LE.5231	Konverzní filtr KB-12/80B (používá se v kombinaci s hlavou LE.5222)	Kontaktujte nás	
457 870 135 208	SL.5208	Náhradní 20W halogenová žárovka do světlovodu (životnost cca 4000 hodin)	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Cold-light-source-Version-20-W-Halogen-EN.pdf