

Otáčkoměr testo 460

Výrobci a značky: Testo

Princip měření: odraz paprsku z LED diody

Otáčkoměr Testo 460 je určen pro bezkontaktní měření otáček pomocí reflexních značek. Na měřený objekt se nalepí reflexní značka, od které se odrazí paprsek vyslaný LED diodou přístroje a naměřená hodnota se zobrazí na displeji. Vzdálenost mezi otáčkoměrem a měřeným objektem může být až 400 mm.



Základní charakteristika otáčkoměru testo 460:

- dobře čitelný podsvícený displej
- jednoduché ovládání jednou rukou
- funkce MIN/MAX a Hold
- bezkontaktní optické měření pomocí reflexních značek (ideální vzdálenost 100 až 400 mm)
- kompaktní design, malé rozměry
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou reflexní značky, poutko na ruku, pouzdro na opasek a baterie

Technické údaje		
Princip měření		odraz paprsku z LED diody (optická metoda)
Optické měření otáček	Rozsah:	100 – 29 999 ot/min
	Rozlišení:	0,1 ot/min v rozsahu 100 – 999,9 ot/min nebo 1 ot/min v rozsahu 1 000 – 29 999 ot/min
	Přesnost:	±0,02 % z naměřené hodnoty
Rychlost měření		0,5 s
Provozní podmínky		teplota okolí: 0 – 50 °C
Rozměry		119 x 46 x 25 mm
Hmotnost		85 g
Napájení		2x AAA baterie (životnost cca 20 hodin bez podsvícení displeje)
Krytí		IP40
 Možnost objednání kalibračního certifikátu ISO – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.		

LED otáčkoměr testo 460

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 600 460	testo 460	Včetně reflexních značek, poutka na ruku, pouzdra na opasek a baterií	2-3 týdny	4 690 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Reflexní značky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
456 055 540 493 1	Samolepicí reflexní značky, délka 150 mm	5	2-3 týdny	770 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogovy-list-LED-otackomer-Testo-460.pdf