

## Otáčkoměr testo 460

Výrobci a značky: Testo

### Princip měření: odraz paprsku z LED diody

Otáčkoměr Testo 460 je určen pro bezkontaktní měření otáček pomocí reflexních značek. Na měřený objekt se nalepí reflexní značka, od které se odrazí paprsek vyslaný LED diodou přístroje a naměřená hodnota se zobrazí na displeji. Vzdálenost mezi otáčkoměrem a měřeným objektem může být až 400 mm.



### Základní charakteristika otáčkoměru testo 460:

- dobře čitelný podsvícený displej
- jednoduché ovládání jednou rukou
- funkce MIN/MAX a Hold
- bezkontaktní optické měření pomocí reflexních značek (ideální vzdálenost 100 až 400 mm)
- kompaktní design, malé rozměry
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou reflexní značky, poutko na ruku, pouzdro na opasek a baterie

Technické údaje	
Princip měření	odraz paprsku z LED diody (optická metoda)
Optické měření otáček	Rozsah: 100 - 29 999 ot/min
	Rozlišení: 0,1 ot/min v rozsahu 100 - 999,9 ot/min nebo 1 ot/min v rozsahu 1 000 - 29 999 ot/min
	Přesnost: ±0,02 % z naměřené hodnoty
Rychlost měření	0,5 s
Provozní podmínky	teplota okolí: 0 - 50 °C
Rozměry	119 x 46 x 25 mm
Hmotnost	85 g
Napájení	2x AAA baterie (životnost cca 20 hodin bez podsvícení displeje)
Krytí	IP40
 Možnost objednání kalibračního certifikátu ISO - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.	

### LED otáčkoměr testo 460

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 600 460	testo 460	Včetně reflexních značek, poutka na ruku, pouzdra na opasek a baterií	2-3 týdny	4 690 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Reflexní značky**

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
456 055 540 493 1	Samolepicí reflexní značky, délka 150 mm	5	2-3 týdny	770 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Soubory ke stažení**

 Katalogovy-list-LED-otackomer-Testo-460.pdf